

Dane aktualne na dzień: 22-05-2026 20:47

Link do produktu: <https://hypoxy.pl/lampa-led-rdpro3000-fs7-p-54.html>



## Lampa LED RDPRO3000-FS7

Cena brutto	<b>7 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 503,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RED_RDPRO3000FS7</b>
Kod EAN	<b>5905629887054</b>
Waga	<b>21,50 kg</b>
Sterowanie	<b>Panel dotykowy, pilot</b>
Tryb SMART	<b>Tak (11 trybów)</b>
Wymiary	<b>150 x 42 x 6,6 cm</b>
Irradiancja	<b>115 mW/cm<sup>2</sup></b>
Długości fal	<b>480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm</b>
Liczba diod LED	<b>600 (Dual Chip)</b>


### Opis produktu



PEŁNA GWARANCJA · SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI · NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA · CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

## **RDPRO3000-FS7 - Profesjonalna lampa LED do terapii światłem czerwonym**

### **KLUCZOWE ZALETY MODELU**



#### 7 długości fal

Szerokie spektrum od 480 nm (dla skóry) do 1060 nm (dla tkanek głębokich).




#### Ekran dotykowy

oraz pilot w zestawie dla łatwego sterowania.




### **Indywidualne sterowanie**

Możliwość sterowania każdą falą osobno.



### **Otwarta konstrukcja**

Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.



#### **Technologia Dual Chip**

Dwie fale światła z jednej diody dla równomiernej terapii.




#### **Serwis i gwarancja w Polsce**

3 lata gwarancji oraz szybki, łatwy serwis realizowany lokalnie.

---

## RDPRO3000-FS7 - Profesjonalna lampa LED do terapii światłem czerwonym, podczerwonym i pełnego spektrum

**RDPRO3000-FS7** to bezkompromisowy system fototerapii całego ciała, zaprojektowany jako centralny punkt nowoczesnych placówek wellness, gabinetów fizjoterapii i klinik medycyny estetycznej. Dzięki potężnemu panelowi o wysokości **150 cm** i unikalnej technologii **7 długości fal**, urządzenie oferuje najszersze spektrum terapeutyczne dostępne na rynku.






## Dlaczego RDPRO3000-FS7 definiuje nową jakość terapii?

Urządzenie wykorzystuje **600 dwuchipowych diod LED**, które generują wysoką irradancję na poziomie **115 mW/cm<sup>2</sup>**. Pozwala to na skrócenie czasu sesji przy zachowaniu maksymalnej skuteczności. Każdy z kanałów światła można regulować niezależnie w zakresie **0-100%**, co pozwala na pełną personalizację zabiegu.

### Efekty terapii RLT/NIR

- Przyspieszenie gojenia i **regeneracji mięśni**.
- Redukcja **bólu stawów** i napięć mięśniowych.
- Wsparcie **metabolizmu komórkowego** i ATP.
- Poprawa **struktury i kolorytu skóry**, działanie anti-aging.
- Lepszy **sen**, samopoczucie i odporność.





## Aż 7 długości fali

Od niebieskiego światła po zaawansowaną podczerwień - możesz dopasować terapię do swoich potrzeb: od oczyszczenia i ukojenia skóry, po stymulację kolagenu i głęboką regenerację tkanek.

Każde pasmo ustawisz niezależnie (0-100%), tworząc spersonalizowane sesje fototerapii:

- **480 nm (niebieskie)** - działanie antybakteryjne, wsparcie oczyszczania skóry.
- **630-660 nm (czerwone)** - stymulacja kolagenu, poprawa jędrności i elastyczności.
- **810-850 nm (NIR)** - wsparcie mikrokrążenia, regeneracja mięśni i stawów (lampa na podczerwień).
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** - najgłębsza penetracja, pobudzenie mitochondriów i procesów naprawczych.





### Inteligentny Tryb smart

Możliwość pracy przy użyciu inteligentnego trybu smart. Każdy tryb to odpowiednio dostosowane parametry do potrzeb klienta. Wybierz z pośród 10 gotowych programów: Pielęgnacja stawów, Twarz i oczy, Sen, Skóra, Trening, Zdrowie psychiczne, Mózg, Wzrost włosów, Szyja, Leczenie ran oraz program dla zwierząt.

#### Tryb własny

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich parametrów do swoich preferencji.

#### Dimming


Jasność, regulowanie 3 grup diod (niebieskich, czerwonych i podczerwonych), przeciągając suwak w górę lub dół.

#### Timer

Czas, który umożliwia ustawienie długości trwania zabiegu.

#### Pulse

Pulsacja dotycząca fal podczerwonych, można ustalić częstotliwość pulsu 0-9999Hz.




### Jak duży obszar ciała obejmuje światło panelu?

71 cm x 61 cm




**RDpro300-FS7**

119 cm x 61 cm



**RDpro1500-FS7**

198 cm x 71 cm



**RDpro3000-FS7**

Panel **RDPRO3000-FS7** dzięki swoim wymiarom pozwala pokryć powierzchnię 198 x 71 cm, dzięki czemu możemy liczyć na kompleksową terapię całego ciała.

---

**Nasza lampa jest w pełni kompatybilna z dedykowanymi stojakami z naszej oferty**



### **Stojak podłogowy FS-RDPRO**

Idealny wybór, jeśli szukasz **lekkość i uniwersalność**. Stojak jest wyjątkowo mobilny i łatwy do przenoszenia, a jego solidna podstawa gwarantuje pełne bezpieczeństwo przed przypadkowym przewróceniem. Pozwala na swobodną regulację kąta nachylenia, dzięki czemu precyzyjnie dopasujesz odległość lampy od ciała, zapewniając sobie skuteczną i wygodną terapię w każdym miejscu.






### **Stojak pneumatyczny PS-RDPRO**

To rozwiązanie dla osób stawiających na **maksymalny komfort i elegancję**. Dzięki wbudowanemu siłownikowi zmiana wysokości odbywa się niemal bez użycia siły - płynnie, cicho i bez skoków. Jest to wyjątkowo stabilna i trwała konstrukcja, która pozwala na błyskawiczne ustawienie lampy w pionie lub poziomie, co idealnie sprawdza się w profesjonalnych gabinetach i salonach wellness.

Sprawdź stojaki z naszej oferty





## Komu dedykowana jest terapia światłem LED?




### Sportowcy

Dedykowane osobom prowadzącym aktywny tryb życia i uprawiającym sport. Produkty w tej kategorii wspierają regenerację po wysiłku, pomagają rozluźnić przeciążone mięśnie oraz zapewniają komfort w przypadku urazów stawów, naciągnięć mięśni i więzadeł. Idealne rozwiązanie po treningu, zawodach lub intensywnej aktywności.



### Seniorzy

Rozwiązania stworzone z myślą o seniorach, którzy często zmagają się z bólem stawów, sztywnością mięśni oraz osłabieniem kości. Produkty z tej kategorii pomagają poprawić codzienny komfort, wspierają mobilność oraz łagodzą dolegliwości wynikające z naturalnych procesów starzenia się organizmu.



### Osoby z chorobami reumatycznymi

Kategoria przeznaczona dla osób cierpiących na reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów oraz chorobę zwyrodnieniową. Produkty wspierają redukcję bólu, sztywności oraz dyskomfortu w obrębie stawów i kręgosłupa, pomagając w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości życia.



## Specyfikacja techniczna

### Model

RDPro3000-FS7

### Diody LED

600 szt. (Dual Chip)

### Długości fal

480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm

### Irradiancja

115 mW/cm<sup>2</sup> (w odległości 15 cm)

### Moc znamionowa

939 W

### Napięcie

AC 100–240 V

### Timer

1–30 minut

### Tryb pulsacyjny

0–9999 Hz (dla NIR)

### Regulacja intensywności

0–100%

### Wymiary

150 × 42 × 6,6 cm

### Waga netto

21,5 kg

---

Chłodzenie

8 wentylatorów

Materiał obudowy

SPCC

Emisja EMF

Pomijalna

Żywotność diod

Do 50 000 godzin

Certyfikaty

FDA, FCC, CE, RoHS

Gwarancja

3 lata

---

# Zawartość zestawu



**Okulary ochronne**



**Kabel zasilający**



**Uchwyt ścienny**



**Pilot**

**Instrukcja**